

Oxivir Excel Foam Acti

Detergent-dezinfectant gata de utilizare pentru dispozitive medicale neinvazive și suprafețe neporoase

Descriere

Oxivir Excel Foam Acti, bazat pe tehnologia AHP, este alegerea ideală pentru un produs de curățare și dezinfecție într-un singur pas. Un produs tip spumă spray, gata de utilizare, destinat tuturor ariilor de utilizare pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure, precum și a suprafețelor dispozitivelor medicale neinvazive (numai pentru uz profesional).

Proprietăți de bază

- Spumă spray gata de utilizare, ideală pentru toate ariile de utilizare, inclusiv domeniul medical, non-medical și sectorul alimentar
- Activitate virucidă completă
- Acțiune rapidă împotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii și drojdii
- Putere superioară de curățare datorită sistemului de agenți tensioactivi de înaltă performanță
- Fără parfum
- Nu necesită clătire
- Substanțele active se descompun în apă și oxigen
- Biocid aprobat conform BPR
- Dispozitiv medical certificat



**Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



BPR
APPROVED



© A.I.S.E

Oxivir Excel Foam Acti

Avantaje

- Oxivir Excel Foam Acti oferă eficacitate cu spectru larg împotriva bacteriilor, drojdiilor și virusurilor, cu timpi de contact scurți, asigurând cel mai înalt nivel de dezinfecție împotriva mai multor agenți patogeni de interes.
- Produs aprobat conform BPR și testat extensiv în conformitate cu standardele europene.
- Oxivir Excel Foam Acti are revendicare virucidă completă, inclusiv eficacitate dovedită împotriva virusurilor neînvelite, precum Polio, Adeno și Murine Norovirus, și a virusurilor învelite, precum Coronavirus, virusul Vaccinia, HIV, HBV, HCV și virusul gripal.
- Performanță ridicată de curățare datorită agenților tensioactivi puternici, fiind nu doar un dezinfectant excelent, ci și un detergent foarte eficient.
- Formula AHP este delicată cu suprafețele, prelungește durata de viață a echipamentelor și nu lasă reziduuri agresive.
- Potrivit pentru utilizare zilnică la curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure, precum și în zone cu atingere frecventă din retail, educație, servicii alimentare, îngrijire pe termen lung și alte sectoare, inclusiv zone cu risc ridicat din spitale, cum ar fi sălile de operație (OR), secțiile de terapie intensivă (ICU, NICU) și camerele pacienților.
- Nu este necesară utilizarea echipamentului individual de protecție, cu excepția utilizării prelungite.

Instrucțiuni de utilizare

Pulverizare sub formă de spumă (pentru suprafețe mici) și distribuire cu o lavetă îmbibată, utilizare la temperatura camerei:

- Îndepărtați murdăria grosieră.
- Aplicați produsul prin umezirea completă a suprafeței neporoase și/sau a dispozitivului medical neinvaziv.
- Lăsați să acționeze timp de 5 minute.
- Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței.
- Spălați mâinile după manipulare.

Date tehnice

Aspect:	Lichid limpede de la galben la incolor
Miros:	Neutru
pH (stare pură):	≈ 1.95
Densitate relativă (20°C):	≈ 1.
Perioada de valabilitate:	2 ani de la producție (Data expirării: a se vedea ambalajul)
Substanță activă:	0,36% peroxid de hidrogen

Datele de mai sus sunt tipice producției normale și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Instrucțiuni complete privind manipularea și eliminarea acestui produs sunt furnizate într-o Fișă cu Date de Securitate separată; sds.solenis.com. A se manipula în conformitate cu bunele practici de igienă industrială și securitate. A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale. A nu se amesteca cu alte produse decât dacă este recomandat de Diversey. A se depozita în ambalajele originale închise, ferit de temperaturi extreme. Produsul nu este destinat reutilizării. Numai pentru utilizatori profesioniști/specialiști.

Oxivir Excel Foam Acti

Atenție

Depozitați în următorul interval de temperatură: 6°C - 35°C. Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat. Păstrați departe de lumina soarelui. Avertisment: Poate fi coroziv pentru metale.

Echipament de protecție personală

Orientarea completă privind EPP pentru acest produs este furnizată într-o fișă cu date de securitate separată; sds.diversey.com.

PPE: Utilizați echipamentul individual de protecție conform cerințelor. **Protecția mâinilor:** Clătiți și uscați mâinile după utilizare. Pentru contact prelungit poate fi necesară protecția pielii.

Considerații privind eliminarea

Ghidul complet privind eliminarea acestui produs este furnizat într-o fișă cu date de securitate separată; sds.diversey.com.

Compatibilitatea produselor

Oxivir Excel Foam Acti este destinat utilizării ca dezinfectant pentru suprafețe dure, inclusiv suprafețe dure ale dispozitivelor medicale neinvazive. În condițiile de utilizare recomandate, Oxivir Excel Foam Acti este adecvat pentru utilizarea pe suprafețe precum oțel inoxidabil, crom, vinil, țesături din nailon, suprafețe laminate, sticlă, cauciuc, materiale plastice dure și flexibile (polipropilenă, poliuretan, polietilenă, PVC acrilic, fibră de sticlă și policarbonat). Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate. Oxivir Excel Foam Acti nu este destinat a fi utilizat pe dispozitive medicale invazive. **Nu se amestecă cu alte produse. Nu este destinat suprafețelor poroase sau sensibile la acid.**

Date microbiologice

Domeniu de utilizare : PT2 Asistență medicală în condiții de murdărie, PT2 Non Healthcare în condiții de murdărie & PT4 Suprafețe de contact cu alimentele în condiții de murdărie

Aplicare	Revendicări	Standardul EN	Microorganisme	Diluție	Timp de contact
Pulverizare sub formă de spumă și ștergere opțională	Bactericid	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Gata de utilizare	5 min
	Drojdiicid	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucid	EN 14476	Adenovirus, Norovirus murin, Poliovirus		

Informații ecologice

Agenții tensioactivi utilizați în acest produs sunt biodegradabili în conformitate cu cerințele Regulamentului UE privind detergenții, CE 648/2004.

Aprobări

- Biocid: BPR EU-0032483-0002 1-2
- Organism notificat pentru dispozitive medicale: CE0044

Oxivir Excel Foam Acti

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.16/03/2026 ro-RO (K02980)